

# Gen-Lab

## e-Hírlevél

**Legközelebb ha CHIRALCEL-OD kolonnát vásárolna...  
mindezt megteheti közel féláron !!**

## Lux<sup>®</sup> Cellulose-1

### Lux Cellulose-1

#### Garantált alternatív megoldás

Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)

Cellulose-1 egy teljesen megegyező szelektivitású, azonos királis szelektorral ellátott kolonna mely elérhető akár 3µm-es szemcseméretben is a hatékonyság növelésének érdekében. Különbséggként még megemlítenénk, hogy a Lux királis kolonnák 300 bar nyomásig terhelhetőek. Fontos, hogy a megfelelésre garanciát vállalunk, ha nem elégedett a kolonna teljesítményével az árát visszafizetjük.

- Nézze meg a teljes királis kolonna választékunkat: [Lux Oszlopok »](#)
- Kérjen egy ingyenes [Királis módszerfejlesztő fali plakátot »](#)
- Ismerje meg az ingyenes [Királis módszerfejlesztő szolgáltatását a Phenomenexnek »](#)

**Bővebb információ – [info@gen-lab.hu](mailto:info@gen-lab.hu)  
vagy a [www.gen-lab.hu](http://www.gen-lab.hu) oldalon**

Gen-Lab Általános Laboratóriumi Felszereléseket Forgalmazó és Szolgáltató KFT.

Cím: H-1119 Budapest Hadak útja 41.

Tel.: (36-1) 206-2455

Fax: (36-1) 206-2451

Email: [info@gen-lab.hu](mailto:info@gen-lab.hu)

Web: [www.gen-lab.hu](http://www.gen-lab.hu)