

## Oszlopaink védelméről a SecurityGuard gondoskodik

- Megnöveli az oszlop élettartamát
- Nem változtat a mérés eredményén
- Kompatibilis minden HPLC oszloppal
- Könnyen cserélhető védőkolonna, minden fázishoz
- Könnyen eldönthető, mikor kell cserélni a védőkolonnát
- Egyszerűen használható



Könnyen cserélhető védőkolonna

Kézi erővel csatlakoztatható



Bármilyen analitikai HPLC oszlophoz alkalmas

**A legtöbb fázishoz kapható a védőkolonna:**

C18, C12, C8, C5, C1

Silica, HILIC, NH<sub>2</sub>, CN, PFP

Phenyl, SCX, SAX, RP-1, AQ C18, Gemini, GeminiNX, GFC-2000, 3000, 4000

Widepore C18, C5, C4

Carbo-H<sup>+</sup>, Ag<sup>+</sup>, Pb<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>

Tudjon meg többet  
[www.phenomenex.com](http://www.phenomenex.com)

3. oldal