

Öt lehetőség az Acetonitril-felhasználás csökkentésére.



- 1 – Kisebb belső átmérőjű kolonna használata**
[Bővebben...](#)
- 2 – Rövidebb hossz, kisebb szemcseméret használata**
[Bővebben...](#)
- 3 – Rövidebb hossz, kisebb belső átmérő és szemcseméret használata**
[Bővebben...](#)
- 4 – Metanol használata (10-50)**
[Bővebben...](#)
- 5 – Oldószer visszanyerés (csak izokratikus elválasztásoknál)**
[Bővebben...](#)

*A fenti linkekre kattintva bővebb információt tudhat meg az adott lehetőségről.