



Hírlevél


GEN-LAB Kft.

2010, X. évfolyam 2. szám



Tartalom

Kinetex, újabb dimenziók érkeztek	2.oldal
Kinetex, promóciós időszak, kihagyhatatlan kedvezmények	3.oldal
Fotópályázat, eredmények	4-5. oldal
GC kiegészítők – szeptumok	6.oldal
Kinetex On-line kalkulátor	7-8. oldal
GC kiegészítők – Liner-ek	9.oldal
GC kiegészítők – Gold Seal, fecskendők	10.oldal
Orbit pipetták, pipettahegyek	11.oldal
Zebtron HT kolonnák, oszlopcsere akció	12.oldal
SecurityGuard előtétkolonna akció	13.oldal
Munkatársat keresünk – üzletkötő	14.oldal
Hírek röviden	14.oldal



Tudjon meg többet
www.gen-lab.hu



Gen-Lab Kft.
H-1119 Budapest, Hadak útja 41.
Telefon: (36-1)206-2455 Fax: (36-1)206-2451
Email: info@gen-lab.hu Web: www.gen-lab.hu





KINETEX™

UHPLC-s teljesítmény minden HPLC készüléken.



ÚJ DIMENZIÓKBA IS
TÖLTENEK MÁR MINKET !

Tudjon meg többet
www.phenomenex.com/kinetex

Termékinformációk:

Kinetex 2,6um

	50 x 2,1	100 x 2,1	150 x 2,1
C18	00A-4462-AN	00D-4475-AN	00F-4477-AN
PPF	00B-4475-AN	00D-4477-AN	00F-4477-AN
HILIC*	00B-4475-AN	—	00F-4477-AN

Kinetex 2,6um

	50 x 3,0	100 x 3,0	150 x 3,0
C18	00B-4475-YO	00D-4477-YO	00F-4477-YO
PPF	00B-4477-YO	00D-4477-YO	00F-4477-YO
HILIC*	—	—	—

Kinetex 2,6um

	50 x 4,6	100 x 4,6	150 x 4,6
C18	00B-4475-EO	00D-4477-EO	00F-4477-EO
PPF	00B-4477-EO	00D-4477-EO	00F-4477-EO
HILIC*	00B-4475-EO	—	00F-4477-EO

Kinetex 1,7um

	50 x 2,1	100 x 2,1	150 x 2,1
C18	00B-4475-AN	00D-4477-AN	00F-4477-AN
PPF	00B-4475-AN	00D-4477-AN	00F-4477-AN
HILIC*	00B-4475-AN	—	—



Best New Separations
Product of 2009

Újabb dimenziók

Kinetex 2,6um


00A-4462-AN Kinetex 2.6u C18 100A 30 x 2.1

Kinetex 1,7um

00B-4475-YO Kinetex 1.7u C18, 100A 50 x 3.0
00D-4475-YO Kinetex 1.7u C18, 100A 100 x 3.0
00D-4476-YO Kinetex 1.7u PPF, 100A 100 x 3.0

ÚJRA BEVEZETÉSI IDŐSZAK

PROMÓCIÓS DOBOZBAN MINDEN KINETEX KOLONNA !!
KIEMELKEDŐ KEDVEZMÉNYEK!!



A promóciós doboz tartalma:



KrudKatcher Ultra
0,5µm-es előtétiszűrő.



Sure-LokTM csatlakozó vagy
(827 bar)



Sure-LokTM HP csatlakozó
(1.310 bar)



Kinetex kolonna



Bőr kötésű jegyzetfüzet,
„Laser-pointer”-es toll

AKCIÓ



-10%

1db KINETEX kolonna
vásárlása esetén.



-30%

2db vagy több KINETEX kolonna
vásárlása esetén.

Kedvezmények 2010. június 30-ig történő
megrendelések esetén.

Tudjon meg többet
www.gen-lab.hu

FOTÓPÁLYÁZAT



Kedves Pályázóink !

Április 4-vel lezárult a fotópályázatunk.

Köszönjük szépen a beküldött fotókat, remekműveket, az értékelés alatt az Önök által beküldött fotók sokszínűsége és játékossága sok-sok kellemes percet okoztak számunkra.

Mindezek mellett a pályázatok elbírálásánál a végső pontszámok nagyon közel estek egymáshoz, ezért is döntöttünk úgy, hogy még két fotót különdíjjal jutalmazunk.

A beküldött fotókat ígéretünkhöz híven bekeretezve visszajuttatjuk Önöknek, ezzel is megköszönve munkájukat.

Ha a visszaküldött fotó esetleg nem érkezne meg áprilisban, vagy sérülten érkezne Önökhöz, kérjük, hogy jelezzék az info@gen-lab.hu e-mail címen, hogy minél hamarabb pótolhassuk.



Dobogósaink:

A HPLC rabja

1



Zebron da Vinci: Zebravius tanulmány

2



3



Zebrahinta

Tudjon meg többet
www.gen-lab.hu

4 . oldal

FOTÓPÁLYÁZAT



Különdíjasaink:



Party



Tudjon meg többet
www.gen-lab.hu

A többi remekmű a www.gen-lab.hu oldalon megtekinthető.

5. oldal

GC kiegészítők



Szilikon inlet szeptumok

A szilikon alapú összetételnek köszönhetően kisebb a szeptum elmorzsolódása, így hosszabb az élettartama.

Kompatibilis készülékek:

- Agilent (HP)
- Varian
- PerkinElmer
- Shimadzu
- Antek
- Finnigan
- ...



•PhenoGrey™ -250

Általános felhasználásra 250 °C-ig
használhatósági mutató: 40-45

•PhenoBlue™ -300

Low-Bleed szeptum 300 °C-ig
Használhatósági mutató: 50-60

•PhenoRed™ -400

Low-Bleed szeptum 400 °C-ig
Használhatósági mutató: 50
Fokozott stabilitás
Több mint 150 injektálás


•PhenoGreen™ -400

Hosszú élettartam 400 °C-ig
GuideRight™ rendszer vezeti a tűt az injektorba




KINETEX™

UHPLC-s teljesítmény minden HPLC készüléken.



64 percről 8 perce !!
Hagyományos HPLC-n



Nézze meg, hogy meglévő módszerét hogyan optimalizálhatja, jelenleg használt kolonnájához képest mit várhat a Kinetextől....

Ingyenes On-line kalkulátor

KÉRJÜK LAPOZZON....



KINETEX Kalkulátor: www.phenomenex.com/optimize

Ingyenes On-line kalkulátor

Megadhatja, hogy

- Milyen készüléket használ
- Jelenleg milyen kolonnával dolgozik
- Megadhatja a futás körülményeit (teljes módszer, felbontást, hatékonyságot, nyomást)

Azonnal megkapja a Kinetex-en várható eredményeket !

Ha ki is próbálná a gyakorlatban,
kérjen egy tesztkolonnát: info@gen-lab.hu



Tudjon meg többet
www.phenomenex.com/kinetex



GC kiegészítők



Injektor port Inlet Liner-ek

- Tökéletesebb reprodukálhatóság és jobb eredmények
- Nagy típusválaszték
- Kiváló ár

Agilent Technologies (HP)

Split / Splitless Liner with wool

Splitless Single Taper Liner with wool

Cup Splitter / Split Liner

Cup Splitter / Split Liner with wool

Splitless Straight Liner

Splitless Straight Liner

Split / Splitless with Single Taper

Split / Splitless, Single Taper Liner

Direct Liner

Split / Splitless, Packed Goose-neck Liner with wool

Single Taper Direct Connect with Side Hole (top)

Single Taper Direct Connect with Side Hole (bottom)

Split Liner with wool

Splitless, Double Taper/Goose-neck Liner

Split / Splitless Focus Liner with wool

Split / Splitless, Focus Liner Single Taper with wool



Varian GC készülékekhez

Split/Splitless Single Taper / Goose-neck Liner with wool

Split/Splitless Double Taper / Goose-neck Liner with wool

Splitless Liner

Split / Splitless Liner

SPI (septum-equipped programmable injector) Liner

SPI (septum-equipped programmable injector) Liner

Shimadzu GC készülékekhez

Split/Splitless Single Taper / Goose-neck Liner with wool

Splitless Straight Liner

Split / Splitless Liner

Perkin Elmer GC készülékekhez

Split/Splitless Single Taper / Goose-neck Liner with wool

Split / Splitless with wool

Cup Splitter / Split Liner

Split / Splitless Liner

GC kiegészítők



Inlet Gold Seal

- Az összes Agilent split/splitless injektorporthoz
- Az aranyozott bevonat nagyobb inerzitást nyújt más gyártók rozsdamentes termékeihez képest
- Kiváló ár/érték arány



GC fecskendők

A piacon megtalálható szinte valamennyi gyártó termékét kínáljuk a Hamilton-tól a Valco-ig, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb fecskendőt.

Forgalmazott gyártók

- Hamilton fecskendők
- SGE GC fecskendők
- SGE GC fecskendők Agilent autosampler-hez
- SGE GC fecskendők (Reodyne és Valco)
- VICI



Tudjon meg többet
www.gen-lab.hu

GC kiegészítők



phenomenex
... creating world solutions™

Pipetta

Újdonság!

•Kényelem, minőség és megbízhatóság!

- Kalibrációs dokumentum (ISO 8655-6)
- ISO 9001 : 2000
- 3 év gyártói jótállás
- CE

Univezális

Egyszerre jobb és balkezes felhasználóknak

Kellemes fogás

Elastikus műanyag bevonat, ami megkönnyíti a kezelhetőséget

Nagy kijelző

Jól láthatóvá teszi a beállított térfogatot



Könnyített

A polimer összetételnek köszönhetően nagyon könnyű

Inert pipettahegy


Ellenálló a vegyi behatásokkal szemben

Karcsúsított



Tudjon meg többet
www.gen-lab.hu

Cserélje le elhasznált, öreg GC kolonnáját korszerű Zebbron HT Inferno™ oszlopokra most!



Magas hőmérsékleten is stabil
Poliimid borítás akár 430 °C-ig
„Extrém” hosszú élettartam
Szilika

ESC™ technológia:
Keresztkötésekkel
stabilizált állófázis



Az R&D100 más néven „Innovációs oszkar” alkalmával díjazták a legsikeresebb technológia újításokat. Mint például: kifinomult kémiai vizsgáloberendezések, innovatív új anyagok, forradalmi kémiai újítások...

ZB-1HT, ZB-5HT, ZB-35HT, ZB-XLB-HT

ZB-1HT Alternatívák

DB-1	DB-1ht
Rtx-1	MXT-1
HP-1	SimDist
HP-PONA	Petrocol 2887
HP-101	CP-SimDist
CP-Sil 5 CB	Rtx-1PONA
DB-2887	Rtx-1 F&F
DB-1 EVDX	MET-1
AT-1	Ultra 1
SE-30	BP-1
007-1	SPB-1
	OV-1

ZB-5HT Alternatívák

DB-5	SE-54
HP-5	BP5
Rtx-5	Ultra 2
HP-PAS-5	EC-5
MDN-5	HP-5 Trace
Equity-5	CP-SIL 8 CB
SPB-5	DB-5ht
OV-5	VF-5ht
007-5	HT-5
AT-5	Stx-5HT
PBX5	XTI-5HT

ZB-35HT Alternatívák

DB-35ms
HP-35ms
HP-35
DB-35
Rtx-35
Rtx-35ms
BPX-35
SPB-35
AT-35
OV-11
SPB-608
MDN-35
007-11
Sup-Herb
BPX608
EC-35

ZB-XLB-HT Alternatívák

DB-XLB
Rtx-XLB
MDN-12

**KOLONNA
CSERE AKCIÓ**

-25%

Az új kolonna árából

Kedvezmények 2010. június 30-ig történő
megrendelések esetén.

Promóciós kód : ZEB10040630

Tudjon meg többet
www.gen-lab.hu

12. oldal

Oszlopaink védelméről a SecurityGuard gondoskodik

- Megnöveli az oszlop élettartamát
- Nem változtat a mérés eredményén
- Kompatibilis minden HPLC oszloppal
- Könnyen cserélhető védőkolonna, minden fázishoz
- Könnyen eldönthető, mikor kell cserélni a védőkolonnát
- Egyszerűen használható



Tiszta fritt.



Szemmel látható szennyeződés a fritt felületén, egyszerűen eldönthető mikor kell cserélni.



Bármely gyártó által forgalmazott oszlophoz csatlakoztatható.

Védőkolonna akció

- 1 db – SecurityGuard Holder Kit
- 2 db – Security Guard Cartridge
- 1 db – Phenomenex 2GB Pendrive

Együtt csak: **33.000 HUF**

Kedvezmények 2010. szeptember 30-ig történő megrendelések esetén.
Promóciós kód : SEC10040930

Tudjon meg többet
www.phenomenex.com

Munkatársat keresünk:

Üzletkötő (kiemelt terület)

Feladatok:

- Kromatográfiai (GC, SPE) termékek forgalmazása
- Kapcsolattartás, a meglévő üzletkör fejlesztése
- Előadások, konferenciák szervezése
- Hosszú távú értékesítési stratégiák kidolgozása
- Beszámolók készítése

Elvárások:

- Szakirányú (vegyipari, gyógyszeripari) végzettség
- GC, HPLC területen szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent
- Angol nyelvtudás
- Rugalmasság
- Kiváló kommunikációs készség
- **B kategóriás vezetői engedély, többéves gyakorlat**

Amit kínálunk:

- Versenyképes jövedelem
- Kultúrált munkakörülmények
- Jó csapatszellem
- A munkakör betöltéséhez szükséges céges autó, mobiltelefon

Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: peter.imrik@gen-lab.hu

Hírek röviden...

Az év legjobb kolonnája...

Az Önök szavazatai alapján megválasztották a Kinetex-et a 2009-es év legjobb elválasztástudományi termékének.



Új munkatárs

Új kollégával bővültünk, Kocsi Tamás beszerző személyében,

Elérhetőségei a következők:

tamas.kocsi@gen-lab.hu

Tel.: 06-1-206-2455

Fax: 06-1-206-2451

A jövőben a Kinetex kolonnák szállítási határideje **1-2 nap**.

Megújult a Phenomenex honlapja, www.phenomenex.com - Tekintse meg !

Tudjon meg többet
www.gen-lab.hu



Gen-Lab Kft.

H-1119 Budapest, Hadak útja 41.

Telefon: (36-1)206-2455 Fax: (36-1)206-2451

Email: info@gen-lab.hu Web: www.gen-lab.hu

